

# UNIDAD DE MICOLOGÍA

CÓDIGO CIB	PRUEBA	TÉCNICA	MUESTRA	VOLUMEN MÍNIMO	INDICACIONES TOMA DE MUESTRA	EMBALAJE, TRANSPORTE Y ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA DEL RESULTADO	DIAS DE PROCESAMIENTO
M03 M07 M08 M10 M24 M26 M57	Para Un (1) antimicótico, según criterio médico: M03-voriconazol M07-posaconazol M08-anfotericina B M10-itraconazol M24-anidulofungina M26-caspofungina M57-fluconazol	εtest	Aislamiento del hongo	No Aplica	El aislamiento del hongo debe ser viable y puro. Enviar el aislamiento del hongo en sabouraud agar.	Cada aislamiento debe estar envuelto en papel absorbente y ser incluido en bolsa plástica asegurando su cierre, e introducir en el contenedor secundario de paredes duras, llenen los espacios libres con papel u otro material de relleno para amortiguar la muestra durante el transporte. No olvidar incluir hoja de remisión con los datos del paciente. El empaque final debe llevar toda la información del remitente y del destinatario. (NORMAS IATA UN 3373 SUSTANCIA BIOLÓGICA CATEGORÍA B)	4 días para levaduras y 2 semanas para hongos filamentosos	Lunes, martes y miércoles. Jueves: Caspofungina y Fluconazol
M31	Para dos (2) antimicóticos según criterio médico							
M05	Para siete (7) antimicóticos							