



UNIDAD DE MICOLOGÍA

CÓDIGO CIB	PRUEBA	TÉCNICA	MUESTRA	VOLUMEN MÍNIMO	INDICACIONES TOMA DE MUESTRA	EMBALAJE, TRANSPORTE Y ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA DEL RESULTADO	DÍAS DE PROCESAMIENTO
M32 - M33	Detección de Antígeno de Cryptococcus	Ensayo inmunocromatográfico o en columna de flujo lateral	Suero y LCR	200µl	Debe recolectarse en frasco estéril, con tapa rosca. NO es necesario que el paciente esté en ayunas.	Se debe extraer la muestra de sangre según prácticas habituales, evitando la hemólisis. Separar el suero en condiciones de esterilidad para su envío. En el caso del LCR, debe ser extraído por punción lumbar en condiciones de almacenamiento iguales para el suero (en recipiente estéril).	1 Día	Lunes a Viernes