



UNIDAD DE MICOLOGÍA

CÓDIGO CIB	PRUEBA	TÉCNICA	MUESTRA	VOLUMEN MÍNIMO	INDICACIONES TOMA DE MUESTRA	EMBALAJE, TRANSPORTE Y ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA DEL RESULTADO	DÍAS DE PROCESAMIENTO
M34	Onicomycosis: Estudio Histopatológico	Microscopía con coloración especial de Acido Peryódico de Schiff (PAS)	Biopsia de uña	No Aplica	Se aconseja enviar al paciente al laboratorio para la toma de las muestra. Si la muestra va a ser remitida debe enviarse en un tubo tapa rosca estéril.	Las biopsias deben ser enviadas en frasco estéril seco. Debe recalarse que este tipo de muestras no deben fijarse con formol, ya que la mayoría requiere también cultivo para hongos. Enviar la muestra a temperatura ambiente, cumpliendo las normas de embalaje de la IATA (UN 3373 SUSTANCIA BIOLÓGICA CATEGORÍA B)	12 días	Lunes a Viernes