



UNIDAD DE MICOLOGÍA

CÓDIGO CIB	PRUEBA	TÉCNICA	MUESTRA	VOLUMEN MÍNIMO	INDICACIONES TOMA DE MUESTRA	EMBALAJE, TRANSPORTE Y ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA DEL RESULTADO	DÍAS DE PROCESAMIENTO
M58	PCR anidada para H. capsulatum	Detección del DNA deH. capsulatum.	Líquidos corporales, tejidos frescos o en parafina y sangre total solo en EDTA.	Para muestras frescas mínimo 1ml. Muestras de sangre total mínimo 5ml (3 tubos) en adultos y 3ml en niños.	Las mismas contempladas para cultivo de profundas (M14). Si se envía sangre total el paciente no debe tener tratamiento antimicótico. Las muestras en parafinas ya deben estar incluidas en el cassette. No se recibe suero, plasma, orina o DNA previamente extraído en otra institución.	Las mismas contempladas para cultivo de profundas (M14). Las muestras de sangre se deben enviar inmediatamente. Si demora más de medio día en llegar debe ser enviada a -20°C (almacenar a esta T° cuando llegue al laboratorio)	2 - 4 Días	Lunes a viernes