



UNIDAD DE MICOLOGÍA

CÓDIGO CIB	PRUEBA	TÉCNICA	MUESTRA	VOLUMEN MÍNIMO	INDICACIONES TOMA DE MUESTRA	EMBALAJE, TRANSPORTE Y ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA DEL RESULTADO	DÍAS DE PROCESAMIENTO
M91	Antigenuria para el diagnóstico de Histoplasmosis	Detección cuantitativa de un antígeno Galactomanan de <i>H. capsulatum</i> (Elisa-IMMY)	Orina	10 ml	Las orinas deben recolectarse en frasco estéril con tapa rosca, recoger la muestra siguiendo las recomendaciones para un urocultivo, recogiendo una porción de la primera orina de la mañana.	Estas muestras deben enviarse al laboratorio a la mayor brevedad posible en los recipientes adecuados, cumpliendo las normas de embalaje de la IATA (UN 3373 SUSTANCIA BIOLÓGICA CATEGORÍA B). Temperatura de envío: 4°C	2 - 4 Días	Martes y Viernes