



UNIDAD DE MICOLOGÍA

CÓDIGO CIB	PRUEBA	TÉCNICA	MUESTRA	VOLUMEN MÍNIMO	INDICACIONES TOMA DE MUESTRA	EMBALAJE, TRANSPORTE Y ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA DEL RESULTADO	DÍAS DE PROCESAMIENTO
M13	Cultivo para hongos causantes de micosis superficiales y subcutáneas	Cultivos en medios tradicionales, diferenciales y pruebas bioquímicas	Detritos, escamas, cuero cabelludo, exudados de las lesiones, biopsias, aspirados, material purulento, material costroso.	No Aplica	Se aconseja enviar al paciente al laboratorio para la toma de las muestras. Las muestras de pus se toman asépticamente con jeringa estéril. Si se trata de una biopsia debe guardarse en un tubo tapa rosca estéril, preferiblemente en solución salina o agar salino.	Las biopsias y otros materiales clínicos deben ser enviadas a 4°C en frasco estéril seco. Debe recalcarse que este tipo de muestras no deben fijarse con formol . Enviar la muestra a temperatura ambiente, cumpliendo las normas de embalaje de la IATA (UN 3373 SUSTANCIA BIOLÓGICA CATEGORÍA B)	16 - 28 Días	Lunes a viernes