



UNIDAD DE MICOLOGÍA

CÓDIGO CIB	PRUEBA	TÉCNICA	MUESTRA	VOLUMEN MÍNIMO	INDICACIONES TOMA DE MUESTRA	EMBALAJE, TRANSPORTE Y ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA DEL RESULTADO	DÍAS DE PROCESAMIENTO
M50	Determinación de niveles séricos de antimicóticos: voriconazol, posaconazol, itraconazol/OH itraconazol y uconazol	HPLC	Suero: su envío debe hacerse en tubo tapa roja rosca estéril o con tapa hermética estéril	4 mL / medicamento	Sangrar al paciente cuando este lleve al menos una semana de tratamiento continuo. La sangría debe hacerse entre 30 minutos a una hora de la siguiente dosis (niveles valle). Separar el suero en condiciones de esterilidad para su envío. Se debiera adjuntar el formato F-03-0012 completamente diligenciado.	Enviar el suero a temperatura que debe estar entre 2 - 8°C, cumpliendo las normas de embalaje de la IATA (UN 3373 SUSTANCIA BIOLÓGICA CATEGORÍA B)	3 días	lunes, miércoles y viernes