



UNIDAD DE MICOLOGÍA

CÓDIGO CIB	PRUEBA	TÉCNICA	MUESTRA	VOLUMEN MÍNIMO	INDICACIONES TOMA DE MUESTRA	EMBALAJE, TRANSPORTE Y ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA DEL RESULTADO	DÍAS DE PROCESAMIENTO
M62	Serología para hongos endémicos por fijación del complemento.	Detección de Anticuerpos fijadores del complemento. De utilidad para la evaluación del tratamiento)	Suero y/o LCR. Su envío debe hacerse en tubo tapa rosca estéril o con tapa hermética estéril.	2 ml	El paciente debe estar en ayunas, se debe extraer la muestra de sangre según prácticas habituales, evitando la hemólisis. Dejar que el coagulo se forme completamente antes de centrifugar. El plasma y los restos de fibrina y otros factores de la coagulación alteran los resultados. separar el suero en condiciones de esterilidad para su envío.	Enviar el suero a temperatura entre 2 - 8°C, cumpliendo las normas de embalaje de la IATA (UN 3373 SUSTANCIA BIOLÓGICA CATEGORÍA B)	2 - 20 Días	Cada 15 días, los miércoles