



UNIDAD DE MICOBACTERIAS

CÓDIGO CIB	PRUEBA	TÉCNICA	MUESTRA	VOLUMEN MÍNIMO	INDICACIONES TOMA DE MUESTRA	EMBALAJE, TRANSPORTE Y ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA DEL RESULTADO	DÍAS DE PROCESAMIENTO
B40	Subcultivo de aislamiento del cepario CIB/ Recuperación de aislamientos contaminados	Medio líquido y sólido	Cepa Bacteriana viable	No aplica	Aislamientos conservados A - 80°C/ Aislamientos contaminados	Producto: Cepa viable y pura	Depende de las características del aislamiento	Lunes a viernes