



UNIDAD DE MICOLOGÍA

CÓDIGO CIB	PRUEBA	TÉCNICA	MUESTRA	VOLUMEN MÍNIMO	INDICACIONES TOMA DE MUESTRA	EMBALAJE, TRANSPORTE Y ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA DEL RESULTADO	DÍAS DE PROCESAMIENTO
M23	Coloración de Wright (para H. capsulatum)	Microscopía con coloración de Wright	Lavado bronco alveolar, biopsias, secreciones bronquiales, esputos, extendidos de cepillado bronco alveolar, piel y otros líquidos corporales.	No Aplica	Debe recolectarse en frasco estéril, con tapa rosca.	Estas muestras deben enviarse al laboratorio a la mayor brevedad posible en los recipientes adecuados, cumpliendo las normas de embalaje de la IATA (UN 3373 SUSTANCIA BIOLÓGICA CATEGORÍA B). Temperatura de envío: 4°C	1 - 3 Días	Lunes a viernes